


PROTECHNO LANZA CALIBRA EXPRESS, UN REVESTIMIENTO "TODOTERRENO" PARA ALEACIONES NO NOBLES

PROTECHNO ha lanzado CALIBRA EXPRESS, un revestimiento ultra fino a base de fosfatos sin grafito para aleaciones no nobles (CrCo, Ni Cr) de coronas y puentes en la técnica del calentamiento normal y rápido. En ambos casos se puede utilizar la expansión libre sin necesidad de anillo metálico, acelerando y facilitando el proceso.



CALIBRA EXPRESS tiene una resistencia al choque térmico muy alta y consigue que la superficie del colado sea más fina y lisa con un ajuste muy preciso. Para una mayor facilidad de uso se suministra en bolsas de 160 gramos, junto con un litro de líquido expansor.

CALIBRA EXPRESS se comercializa en más de 60 países y con este producto PROTECHNO espera obtener una cuota de mercado en torno al 60%.

PROTECHNO, controla todo el proceso de fabricación, desde el análisis de la calidad de las materias primas hasta el perfecto acondicionamiento de los mismos. Sus líneas de productos son:

- Preparación del modelo: yesos, separadores y complementos.
- Duplicar y endurecer: duplicadores, endurecedores y siliconas.
- Modelar: ceras y complementos.
- Revestir: revestimientos y complementos.
- Colado: aleaciones y complementos.
- Técnica acrílica: resinas.
- Acabado de la superficie: material para chorreado y pulidores.
- Aparatología e instrumental.