

Protechno crea el yeso tipo 3 con una expansión de 0,08% en una hora

El departamento de I+D+i de Protechno, con la colaboración de laboratorios españoles, ha creado el Rocanit 0'08, un yeso tipo 3 con una expansión de 0'08% en una hora y según la ISO 6873. Este tipo de yeso consigue buenas reproducciones de los detalles y permite que los laboratorios sean más productivos al disminuir el tiempo de fraguado. Con Rocanit 0'08, en 15 minutos ya se puede desmoldear la silicona con un tiempo de trabajo óptimo de cinco minutos.

Se suministra en dos formatos, en bidón de 20 kg o en saco de 25 kg, siempre en un único color vainilla.

